

**Complément alimentaire avec des enzymes
et un extrait de rhizome de gingembre - 57 g e**

Mode d'emploi : 1 gélule 1 à 3 fois par jour,
à prendre pendant ou après le repas.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des enfants. Un complément
alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation
variée et équilibrée, ni un style de vie sain. Conserver
à l'abri de la chaleur et de l'humidité. L'utilisation
chez les enfants de moins de 6 ans n'est pas
autorisée. Déconseillé aux femmes enceintes.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en
cas d'utilisation concomitante d'anticoagulants.



**L : À consommer de préférence
avant fin :** voir côté

L: Best before end: see side
Art. 34542 (34615-V2)



RECOMMANDÉ PAR LES PROFESSIONNELS

Formulé avec un extrait de plante



DIGESTION

EnzyDigest® Triple Action

Digestion des glucides,
lipides, protéines*



ACTION RAPIDE



COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

120 Gélules



Ingredients par gélule : gélule : hydroxypropyl-
méthylcellulose, protéase 41 000 Unités FCC,
cellulase 1750 Unités FCC, lécithine de soja 50 mg,
amylase 1 400 Unités FCC, extrait de rhizome de
gingembre (*Zingiber officinale* Rosc.) 25 mg,
alpha-galactosidase 300 Unités FCC, maltase
16 050 Unités FCC, antiagglomérant : dioxyde de
silicium, lactase 340 Unités FCC, lipase 1050 Unités
FCC, invertase 150 INVU, antiagglomérant : sels de
magnésium d'acides gras, phytase 0,85 PU. **Sans
gluten, sans lactose, sans sucre. Convient aux
végétaliens.**

*EnzyDigest® Triple Action contient un extrait de
rhizome de gingembre qui permet de soutenir la
digestion de manière naturelle. EnzyDigest® Triple
Action contient également un complexe d'enzymes
digestives et de la lécithine de soja. EnzyDigest®
Triple Action favorise une meilleure digestion, notamment
des glucides, des lipides et des
protéines, et réduit ainsi les
sensations de pesanteur lors
d'un repas.

Découlez pour plus d'infos
Peel for more information

20 x 25 mm

References:

Type/Number: LABEL 23
Container: CV 200
Minimum x-height: 1.2mm
Size: HxW_68x182mm

CMYK
Colours
Used:



YES | NO

Spot
Colours
Used:



YES | NO

Approved by:

Name:

Signature:

Date:

By digitally signing and submitting this PDF, you confirm that you have thoroughly reviewed the provided artwork. This includes checking layout, text accuracy, graphics and specified colours. Please note that colours may vary between digital proofs, print proofs and final production. You accept full responsibility for the accuracy of all content and authorise production based on this approval.



dmbstudios.co.uk

10 mm

EnzyDigest® Triple Action contains ginger rhizome extract which helps to support digestion naturally. For the digestion of carbohydrates lipids and proteins. EnzyDigest® Triple Action contains also a complex of digestive enzymes and soy lecithin. Promotes better digestion and alleviate post-meal heaviness.

Produced by Metagenics Belgium
E. Vlietinckstraat 20 – BE-8400 Oostende
www.metagenics.eu

Food supplement with enzymes and ginger rhizome extract - 57 g e

Recommended use: 1 capsule 1 to 3 times daily, during or after the meal.

Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet and healthy lifestyle. Do not exceed the recommended daily dose. Store out of reach of young children. Keep in a cool, dry place. Not recommended for children under the age of 6 years and pregnant women. Consult your doctor or pharmacist in case of concomitant use of anticoagulants.

Ingredients per capsule: capsule: hydroxypropyl methylcellulose, protease 41 000 FCC Units, cellulase 1750 FCC Units, soy lecithin 50 mg, amylase 1 400 FCC Units, ginger root extract (*Zingiber officinale* Rosc.) 25 mg, alpha-galactosidase 300 FCC Units, maltase 16 050 FCC Units, anti-caking agent: silicium dioxide, lactase 340 FCC Units, lipase 1050 FCC Units, invertase 150 INVU, anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids, phytase 0,85 PU. **Gluten, dairy and sugar free. Suited for vegans.**

References:

Type/Number: LABEL 23
Container: CV 200
Minimum x-height: 1.2mm
Size: HxW_68x182mm

CMYK Colours Used:



YES | NO

Spot Colours Used:



Pantone:
431 C

Approved by:

Name: _____

Signature: _____

Date: _____

By digitally signing and submitting this PDF, you confirm that you have thoroughly reviewed the provided artwork. This includes checking layout, text accuracy, graphics and specified colours. Please note that colours may vary between digital proofs, print proofs and final production. You accept full responsibility for the accuracy of all content and authorise production based on this approval.



dmbstudios.co.uk